

Product Data Sheet

Munsvabb Appli-Lem

REF 14-1308

Tryckt: 30.8.2013

REF	Storlek	
14-1308	Applikator: 150+/-2mm Huvud: 25 +/- 2mm	
Material:		Pinne: Vit Polypropylene Huvud: 100% bomull
REACH föreskrifter:		Produkten är fri från Ftalater och SVHC. Produkten är även fri från Latex.
Egenskaper:		Glycerin applikatorer med stort bomullshuvud för engångsbruk. Användningsområde: Smörjning av läppar och mun. Varje innerförpackning innehåller tre applikatorer.
Steril produkt:		
Hållbarhetstid:		Utgångsdatum är tryckt på innerförpackningen. Patienten utsätts inte för någon risk även om utgångsdatum passerat. Applikatorn bör användas inom 24h efter förpackningen är öppnad, såvida den inte är förvarad i kylskåp.
MBA/st:		75
Avdelningsförpackning/st:		75
Transportlåda/st:		1500