

Cederroth första hjälpen – skåp double doors



Produktinformation:

Cederroth Första Hjälpen-skåp är särskilt anpassade för arbetsplatser med utsatt miljö, t ex smuts, damm och fukt. Lämpar sig på platser där det finns anledning att ha en mer omfattande Första Hjälpen-utrustning.

Produktfördelar

- Överskådligt
- Robust
- Välutrustat

Cederroth Första Hjälpen-skåp Double Door har en unik design. Skåpet är i plåt och har två dörrar som delar in skåpet i två sektioner. Den yttre sektionen är uppbyggd som en Första Hjälpen-tavla med lätt åtkomliga Första Hjälpen-produkter. En plexiglasdörr skyddar produkterna mot damm och fukt. Skåpets inre sektion består av ett låsbart utrymme med ett rejält lager av påfyllningsprodukter.

Innehåll

- 1 st Salvequick Plåsterautomat
- 1 st Savett Sårvtättarautomat
- 7 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare
- 9 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare
- 4 st Cederroth Skyddspaket
- 1 ask (6x40 st) Textilplåster
- 1 ask (6x45 st) Plastplåster
- 1 ask (6x15 st) Fingertopp-plåster
- 1 ask (6x21 st) XL Textilplåster
- 4 askar (x40 st) Savett Sårvtättare
- Sax och Pincett
- 1 st Första Hjälpen-instruktion

Skåpets mått: B 38 x H 58 x D 17 cm