


STIMMGABELN | TUNING FORKS

NACH HARTMANN | ACCORDING TO HARTMANN



für Ohrenärzte
für Hörgeräte

Stimmgabeln nach Hartmann | Tuning forks according to Hartmann

c128 Hz ohne Dämpfer without dampers	c1250 Hz ohne Dämpfer without dampers	c1024 Hz ohne Dämpfer without dampers	c12048 Hz ohne Dämpfer without dampers	c16996 Hz ohne Dämpfer without dampers
REF 08.15012.001 (33531)	REF 08.15025.001 (33532)	REF 08.15102.001 (33534)	REF 08.15204.001 (33535)	REF 08.15409.001 (33536)
mit fixierten Dämpfern with fixed dampers				
REF 08.15012.101 (33530)	REF 08.15051.001 (33533)	REF 08.15102.001 (33534)	REF 08.15204.001 (33535)	REF 08.15409.001 (33536)

STIMMGABEL-SET | TUNING FORK SET



für Gehörprüfungen
(Luft- und Knochenleitung)
für Sensibilitätsprüfungen
und andere diagnostische Zwecke

for audiometry
(air and bone conduction)
for aesthesiometry and
other diagnostic purposes

Stimmgabel-Set aus Aluminium | Aluminium tuning fork set

c128 Hz mit fixierten Dämpfern with fixed dampers	c1256 Hz mit fixierten Dämpfern with fixed dampers	c2372 Hz ohne Dämpfer without dampers	c10248 Hz ohne Dämpfer without dampers	c12048 Hz ohne Dämpfer without dampers
REF 08.15012.101 (33530)	REF 08.15025.001 (33532)	REF 08.15102.001 (33534)	REF 08.15204.001 (33535)	REF 08.15409.001 (33536)
5 Stimmgabeln im Etui 5 tuning forks, packaged in a case				
REF 08.24001.001 (33490)				

