


Product Data Sheet

Pipett Pasteur sodaglas

REF 612-1701

Tryckt: 29.11.2013

REF	Storlek	
612-1701	150mm, 2,0 mL	
Material:		
Egenskaper:	Pipett, pasteurpipett utan propp Glas, engångs, osteril •Automatiserad tillverkning för jämn kvalitet •Utformad för bomullsproppning •Sugrörets ytterdiam: 7,1 mm, vägg tjocklek: 0,53 mm, spetsens ytterdiam: 1,50 mm	
Steril produkt:	nej	
Hållbarhetstid:		
MBA/st:	250	
Avdelningsförpackning/st:	250	
Transportlåda/st:	-	