

CARDIOCHEK PA

Produktnummer: 1708

Beskrivning:

Kolesterolmätare för mätning av multitest av olika lipider, glukos och ketoner. Mycket mångsidig och professionell blodfettsmätare, som används av läkare och sjuksköterskor över hela världen.

Antal/förpackning: 1 st

CARDIOCHEK ANALYZER

Produktnummer: 1709

Beskrivning:

Kolesterolmätare för singeltester av olika lipider, glukos, kreatinin och ketoner. Skillnaden mellan den här mätaren och CardioChek PA är att PA klarar av att analysera mätstickor som ger flera värden på samma gång. Analyser klarar således bara av att göra en analys per test. Passar utmärkt för tester hemma eller då man inte har behov av multitest i sitt professionella arbete.

Antal/förpackning: 1 st

TOTALKOLESTEROL+HDL+GLUKOS, 15 ST

Produktnummer: 2412

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: Totalkolesterol, HDL, Glukos

Antal per förpackning: 15 st

Storlek på pipett: 40 ul

GLUKOS, 25 ST

Produktnummer: 1713

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: Glukos.

Antal/förpackning: 25 st

Storlek på pipett: 15 ul

LIPIDPANEL, 15 ST

Produktnummer: 1710

Beskrivning:

Mätstickan för lipidpanel mäter: Total kolesterol, HDL, Triglycerider, LDL, Total kolesterol/HDL. Mycket användbar mätsticka där man erhåller en full lipidstatus på 2 minuter!

Antal/förpackning: 15 st

Storlek på pipett: 40 ul

TOTALKOLESTEROL + GLUKOS, 25 ST

Produktnummer: 1765

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: Totalkolesterol och glukos. Mycket prisvärd mätsticka, som används för att kontrollera kolesterol och blodsocker.

Antal/förpackning: 25 st

Storlek på pipett: 30 ul

HDL KOLESTEROL, 25 ST

Produktnummer: 1714

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: HDL kolesterol.

Antal/förpackning: 25 st

Storlek på pipett: 15 ul

HDL KOLESTEROL, 6 ST

Produktnummer: 1715

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: HDL kolesterol.

Antal/förpackning: 6 st

Storlek på pipett: 15 ul

LDL KOLESTEROL, 25 ST

Produktnummer: 1753

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: LDL (direkt).

Antal/förpackning: 25 st

Storlek på pipett: 15 ul

TOTALKOLESTEROL + HDL, 25 ST

Produktnummer: 1821

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: Totalkolesterol och HDL.

Antal/förpackning: 25 st

Storlek på pipett: 30 ul

METABOLT SYNDROM, 15 ST

Produktnummer: 2400

Beskrivning:

Mätstickan för Metabolt syndrom mäter: HDL, Triglycerider, Glukos.

Antal per förpackning: 15 st

Storlek på pipett: 40 ul

TOTALKOLESTEROL, 25 ST

Produktnummer: 1711

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: Totalkolesterol

Antal/förpackning: 15 st

Storlek på pipett: 15 ul

TRIGLYCERIDER, 25 ST

Produktnummer: 1716

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: Triglycerider.

Antal/förpackning: 25 st

Storlek på pipett: 15 ul

TOTALKOLESTEROL, 6 ST

Produktnummer: 1712

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: Totalkolesterol

Antal/förpackning: 6 st

Storlek på pipett: 15 ul

TRIGLYCERIDER, 6 ST

Produktnummer: 1717

Beskrivning:

Den här mätstickan mäter: Triglycerider.

Antal/förpackning: 6 st

Storlek på pipett: 15 ul

KONTROLLMÄTSTICKA

Produktnummer: Kontrollmätsticka

Beskrivning:

Grå mätsticka helt i plast som finns i varje fodral till CardioChek.
Kontrollerar fotometrinen hos mätaren.

Hållbarhet: livstid

Rekommendation: 1 gång/dag

CHEKMATE

Produktnummer: 860

Beskrivning:

Kontrollsystem som köps separat.

Kontrollerar mätaren och dess analysförmåga, så att man enkelt tar reda på om mätaren fungerar som den ska.

Hållbarhet: 15 månader från första användning eller 500 ggr/Memochip (= 1000 ggr då det är två Memochip/förp.).

Rekommendation: 1 gång/vecka

MULTI-KEMIKALIEKONTROLL OCH HDL-KONTROLL

Produktnummer: 721 och 722

Beskrivning:

Kontrollvätskor som säljs separat.

Kontrollerar hela systemet med både mätare och mätstickor.

För att kontrollera endast HDL, finns separata kontrollvätskor.

Hållbarhet: Utgångsdatum står på förpackningen.

Minst 12 månader från leverans från vårt svenska lager.

Rekommendation: 1 gång/månad eller vid byte av LOT-nummer på mätstickor.

SKRIVARE

Produktnummer: 2150

Till CardioChek PA kan kopplas en liten, lätt och transportabel skrivare, som skriver ut testresultaten på klisteretiketter. Skrivaren sparar tid för journalhantering och arkivering av resultaten.

CARDIOCHEK VÄSKA

Produktnummer: 1701

Beskrivning:

Kolesterolmätare för mätning av multitest av olika lipider, glukos, kreatinin och ketoner. Mycket mångsidig och professionell blodfettsmätare, som används av läkare och sjuksköterskor över hela världen.

Antal/förpackning: 1 st

KAPILLÄRPIPETT (PLAST), 40 ML

Produktnummer: 0739

Beskrivning:

Kapillärpipett för att samla upp exakt rätt mängd blod för att sedan enkelt kunna applicera på mätstickan i CardioChek.

Antal/förpackning: 16 st

KAPILLÄRPIPETT (GLAS), 15 ML

Produktnummer: 1739

Beskrivning:

Kapillärpipett för att samla upp exakt rätt mängd blod för att sedan enkelt kunna applicera på mätstickan i CardioChek. Pipetten är heparinbehandlad. Kräver en nedtryckningsstav för att kunna pressa ut blodet.

Antal/förpackning: 25 st

KAPILLÄRPIPETT (GLAS), 40 ML

Produktnummer: 1745

Beskrivning:

Kapillärpipett för att samla upp exakt rätt mängd blod för att sedan enkelt kunna applicera på mätstickan i CardioChek. Pipetten är heparinbehandlad. Kräver en nedtryckningsstav för att kunna pressa ut blodet.

Antal/förpackning: 25 st

KAPILLÄRPIPETT (GLAS), 30 ML

Produktnummer: 1766

Beskrivning:

Kapillärpipett för att samla upp exakt rätt mängd blod för att sedan enkelt kunna applicera på mätstickan i CardioChek. Pipetten är heparinbehandlad. Kräver en nedtryckningsstav för att kunna pressa ut blodet.

Antal/förpackning: 25 st

KAPILLÄRPIPETT (PLAST), 15 ML

Produktnummer: 5655

Beskrivning:

Kapillärpipett för att samla upp exakt rätt mängd blod för att sedan enkelt kunna applicera på mätstickan i CardioChek.

Antal/förpackning: 25 st

KAPILLÄRPIPETT (PLAST), 30 ML

Produktnummer: 1777

Beskrivning:

Kapillärpipett för att samla upp exakt rätt mängd blod för att sedan enkelt kunna applicera på mätstickan i CardioChek.

Antal/förpackning: 25 st