

PRODUKTINFORMASJON

ART.NR.:

NAVN:

STR.:

FYLL-
VEKT:

ANT./
KART.

EAN-NR.:

48000252

BOLLFIBERKUDDE

50x60 cm

420 g

15

7



Pute fylt med polyester kulefiber,
og har trekk i 100% bomullstwill.
Puten er kantet med bomullspiping.
Pakket i pose.

ALLE PRODUKTER ER PRODUSERT VED MASCOT HØIE AS
SIN FABRIKK I SØR-TRØNDELAG, NORGE

Artikkelnummer 287649



Kudde Vit 50 x 60cm

Tvättbar