



MEDICINSKÅP

Medicinskåp - Spri TYP D



Medicinskåp - Spri TYP D

Standardutförande

Stomme av 19 mm direktlaminerad spånskiva med kantlist av vit ABS.

Lucka av 16 mm spånskiva belagd med högtryckslaminat och kant med Alu 3D kantlist.

Rygg av vitlackerad board.

Medicinskåpet går, som tillval, att få i andra utförande.

Kontakta Careco för offert.

Låsning


Låshuset som medföljer är ett Assa 1596 och kan fås med huvudnyckelsystem.

Kort och kodlås kan även fås på begäran.

Skåpinredning

Med skåpet följer som standard:

- Tre avdelningsbara medicinfack monterade på luckan.
- Tre flyttbara raka medicinhyllor.



Bredd	Djup	Höjd	Art. nr.
600	320	720	860601-1
600	320	720	860601-2
400	320	720	860401-1
400	320	720	860401-2