

PRODUKTBLAD

Kalibreringspruta Vitalograph 3 liter

Produktinformation

Vitalograph precisionssprutor ger snabba och enkla noggrannhetskontroller med tillförlitlighet och snabb verifiering.

3-L-sprutan används för alla spirometrar enligt ISO 26782: 2009. Den kan användas med flödes- eller volymgivarsystem och är kompatibel med alla tillverkares utrustning. Det finns ett antal adaptrar.

Certifierad noggrannhet bättre än 0,5%
End-to-End volym

OneMed artikelnummer	Avdelningsförpackning	Artikel nr leverantör
287869	1	36020



CE märkt enl MDD klass I med mätfunktion