



Bäcken stick av plast

Vit exkl lock PP

Lev art nr/REF: 02050070100000

Leverantör: Pkdare Srl

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.
02050070100000	02050070100000

Produktbeskrivning

Runt bäcken i plast. Lätt att rengöra och desinficera. för urin och avföring. Används i sängen när en patient är förhindrad att ta sig till en toalett.

Diameter 29cm, höjd 8cm. Maxvolym 2,2l.

Lock beställs separat på artikel 288179

