

Femett Dispenso 600

Korg, fäste och 200 mm lång arm av rostfritt stål.
Flaska och pump av plast. Rymd: 0,6 liter.

Komplett dispenser, blå flaska, art.nr 743636.

Komplett dispenser, vit flaska, art.nr 743637.

Väggfäste, exkl. flaska, art.nr 748105.



Femett Dispenso 600 (även vit).

Femett Dispenso 350

Korg och fäste av rostfritt stål. Flaska och pump av plast.
Rymd: 0,6 liter.

Komplett dispenser, vit flaska, art.nr 743350.

Komplett dispenser, blå flaska, art.nr 743352.

Väggfäste, exkl. flaska, art.nr 748100.

Reservdelar till 600/350

Pump i plast, art.nr 746801.

Blå flaska, art.nr 746703.

Vit flaska, art.nr 746704.

Distansväggfäste (längd 180 mm), art.nr 744652.

Femett Dispenso 73-R och 83-R

Handmanövrerade. Behållare, lock och väggfäste av rostfritt stål.

Pump i förkromad mässing. Rymd: 0,9 liter.

Tvål- och desinfektionsautomat, art.nr 741073.

Tvål- och desinfektionsautomat med låsbart lock, art.nr 741083.



Väggfäste, Dispenso 600.



Femett Dispenso 350 (även blå).

Reservdelar till 73-R och 83-R

Pump i förkromad mässing för 73-R och 83-R, art.nr 746731.

Lock för 73-R, art.nr 746732.

Lock för 83-R, låsbart, art.nr 746733.

Femett Dispenso 101

Behållare och väggfäste av plast. Rymd: 0,6 liter.

Tvål- och desinfektionsautomat med armreglage och etiketter
"Tvål" och "Desinfektion", art.nr 710120.

Ventilhus, pump, art.nr 715003.



Väggfäste, Dispenso 350.



Femett Dispenso 101.

Femett Bubblan

Helt i plast. Rymd: 0,4 liter.

Tvålautomat, blå behållare, art.nr 742623.

Tvålautomat, blå behållare text "TVÅL", art.nr 742624.

Tvålautomat, vit behållare, art.nr 742634.

Reservdelar till Bubblan

Lock, 2-pack, art.nr 746721.

Pump, art.nr 725010.




Femett Dispenso 83-R.
(Det enda som skiljer från
Dispenso 73-R är låset.)




Femett Bubblan.



Femett Dispenso 101



Femett Dispenso 350 och 600



Femett Dispenso 73-R och 83-R



Femett Bubblan

