



## Irriflex<sup>®</sup>

Spolvätskor

Bälgampullen möjliggör kontrollerad spolning

---

För sköljning av sår, öron samt urinblåsan

---

Latex- och PVC-fri

---

### INFORMATION OM NATRIUMKLORID

- Natriumkloridkoncentration 9 mg/ml
- pH 5,0-7,0
- Följer kraven enligt Ph Eur 2.9.20
- Steril spolvätska för olika kirurgiska ingrepp, ej för parenteralt bruk

### EGENSKAPER IRRIFLEX<sup>®</sup>

- Bälgpulldesign möjliggör en kontrollerad spolning
- För sköljning av sår, öron samt urinblåsan
- Steril
- Latex- och PVC-fri, ingen DEHP använd i tillverkningen
- Förvaras i rumstemperatur

### INFORMATION OM STERILT VATTEN

- Produkten är tillverkad enligt Ph Eur.
- Ej för parenteralt bruk

### INFORMATION

#### Beställning

| Behållare | Lösning               | Art nr | Förpackning |
|-----------|-----------------------|--------|-------------|
| Polyeten  | Natriumklorid 9 mg/ml | 826968 | 10 x 120 ml |
| Polyeten  | Sterilt vatten        | 826967 | 10 x 120 ml |

