






## Beställning av TENS-tillbehör för privatpersoner




Nedan finner du de vanligaste tillbehören vid behandling med TENS.



De flesta tillbehören finns att köpa på apoteken.

Logga in på vår E-shop, [www.fysioett.se](http://www.fysioett.se), för att beställa.


### Elektroder


<p><b>Dura Stick Premium (tidigare Originale)</b></p> <p>Dura Stick Premium är tillverkad av tunn och smidig specialväv vilket gör att den fäster utmärkt även på ojämna kroppsdelar. Dura Stick Premium har dessutom en överlägset god ledningsförmåga. Varken gel eller tejp behövs vilket gör appliceringen enkel och behaglig. Dura Stick Premium håller 20 – 40 behandlingar.</p>					
Storlek	ø 32 mm	40x60 mm	50x100 mm	80x130 mm	50x90 mm
Artikelnummer	42205	42207	6220700	42208	42210
Apotekkedjornas varunummer	-	210747	210748	-	-
Antal	4 st/fp	4 st/fp	4 st/fp	2 st/fp	4 st/fp


<p><b>Dura Stick Plus (tidigare Stimtrode)</b></p> <p>Dura Stick Plus är en standardelektrod av traditionell elektrodväv. Dura Stick Plus har mycket god lednings- och vidhäftningsförmåga för sin prisklass. Varken gel eller tejp behövs vilket gör appliceringen enkel och behaglig. Dura Stick Plus håller 20 – 40 behandlingar.</p>					
Storlek			ø 32 mm	50x50 mm	50x90 mm
Artikelnummer			42219	42198	42199
Apotekkedjornas varunummer			210749	210750	210751
Antal			4 st/fp	4 st/fp	4 st/fp

<p><b>Dura Stick Premium (tidigare Pals Platinum blue)</b></p> <p>Dura Stick Premium-elektrodens gel är skonsammare än den på vanliga självhäftande elektroder och passar därför dig med extra känslig hud. Elektroden fungerar dessutom utmärkt på håriga kroppsdelar. Elektroden har mycket god lednings- och vidhäftningsförmåga. Varken gel eller tejp behövs för applicering. Håller 20 – 40 behandlingar.</p>					
Storlek				40x90 mm	50x50 mm
Artikelnummer				42212	42211
Apotekkedjornas varunummer				-	-
Antal				4 st/fp	4 st/fp

## Elektroder

Cefar Easy Självhäftande elektroder till Cefar Easy.				
Storlek				50x50 mm    50x100 mm
Artikelnummer				42201    42202
Apotekkedjornas varunummer				-    210756
Antal				4 st/fp    4 st/fp

Kolgummielektrod Flergångselektrod av silikongummi med inblandning av kolpulver, vilket är elektriskt ledande. De ledande egenskaperna försämras efterhand och elektrodena behöver bytas ut efter 4 – 6 månaders användning. Används antingen med Blågel och tejp eller klistrande gel, Tacgel.				
Storlek				ø 35 mm    35x50 mm    50x100 mm
Artikelnummer				1312    1310    1311
Apotekkedjornas varunummer				-    -    -
Antal				2 st/fp    2 st/fp    2 st/fp

Cefar Peristim Pro Vaginal- och anal flergångselektrod				
Storlek				Vaginalelektrod    Analelektrod
Artikelnummer				50x50 mm    50x100 mm
Apotekkedjornas varunummer				114.610EXP    114.242
Antal				-    -
				1 st/fp    1 st/fp

## Elektroddgel och tejp

Artikelnummer	Produktinfo
1330	Cefar Blågel 250 g
CC1331	Cefar Tacgel 50 g (klistrande gel)
1340	Tejp Omnifilm 50 mm x 9,1m



## Anslutningsladdar

Artikelnummer	Produktinfo
1240	2 st. Passar till CEFAR PRIMO PRO, CEFAR BASIC, CEFAR FEMINA, CEFAR PERISTIM PRO, CEFAR MYO X2, CEFAR ACTIV X2.
1300	2 st. Passar till CEFAR PRIMO, CEFAR PRIMO EASY. Vinklad kabel. Svart.
1260	Anslutningsladd till CEFAR EASY. 1,4 m. Vit.

## Batterier och laddare

Artikelnummer	Produktinfo
1570	Laddningsenhet till 1,2 V AA batteri (5h laddare)
1575	2 st 1,2 V AA, laddningbart batteri (1800mAh)

Besök [www.fysioett.se](http://www.fysioett.se) för att göra din beställning via vår E-shop