

Leukoplast®

Häfta Textil



Fixering av förband
 Fixering av medicinska artiklar
 Häftande
 Innehåller latex

Leukoplast® är en häfta som är hållfast, praktisk och lätthanterlig. Den fäster snabbt och sitter kvar länge. Avrivbar förband och möjliggör fastsättning av alla typer av förband på patienter med normal hud. **Leukoplast®** är framställd av en väv av viskos med häftmassa av zinkoxid bestående av syntetgummi. Är genomsläpplig för luft och vattenånga.

Avrivbar på bredd- Enkel och snabb fastsättning av alla förband.

Normal hudtolerans- Häftmassa av zinkoxid.

Kraftig vidhäftning- Lång hållbarhet vid fixering av alla typer av förband.

Vattenfast- Lossnar inte även om förbandet blir vått.

Indikationer

Fixering av förband.

Fixering av medicinska artiklar.



Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg	Apotekets Vnr
Plastkåpa					
01521-00	1,25 cm x 5 m	24	240	beige	204636
01522-00	2,5 cm x 5 m	12	120	beige	204644
01524-00	5 cm x 5 m	6	60	beige	256719
Spole					
01536-00	1,25 cm x 9,2 m	24	240	beige	
01537-00	2,5 cm x 9,2 m	12	120	beige	
01539-00	5 cm x 9,2 m	6	60	beige	
Spole-Hospital					
76820-00	1,25 cm x 9,2 m	24	240	vit	
76821-00	2,5 cm x 9,2 m	12	120	vit	
76822-00	5 cm x 9,2 m	6	60	vit	

® Reg Trade Mark