

Blue Line Tracheostomy Tube utan kuff

- * Tillverkad av röntgentät termosensitiv PVC som mjuknar vid kroppstemperatur och formar sig till patientens anatomiska förhållanden.
- * 90 gradig vinkel
- * Storleksmarkering på tub och krage
- * 15 mm konnektor
- * Bomullsnackband
- * MR-kompatibel
- * Latexfri
- * Etylenoxidsteriliserad
- * Engångs



Benämning	Vårt Art nr	Enhet	Avdfp	Trpfp
Trakealkanyl u kuff 3.0 mm 90° vinkel, PVC	100/506/030	st	10	10
Trakealkanyl u kuff 3.5 mm 90° vinkel, PVC	100/506/035	st	10	10
Trakealkanyl u kuff 4.0 mm 90° vinkel, PVC	100/506/040	st	10	10
Trakealkanyl u kuff 4.5 mm 90° vinkel, PVC	100/506/045	st	10	10
Trakealkanyl u kuff 5.0 mm 90° vinkel, PVC	100/506/050	st	10	10
Trakealkanyl u kuff 6.0 mm 90° vinkel, PVC	100/506/060	st	10	10
Trakealkanyl u kuff 7.0 mm 90° vinkel, PVC	100/506/070	st	10	10
Trakealkanyl u kuff 7.5 mm 90° vinkel, PVC	100/506/075	st	10	10
Trakealkanyl u kuff 8.0 mm 90° vinkel, PVC	100/506/080	st	10	10
Trakealkanyl u kuff 9.0 mm 90° vinkel, PVC	100/506/090	st	10	10