

## CODAN luer sprutor



**CODAN-sprutan, en unik 3-komponentsspruta med dubbel mätskala för engångsbruk.**

**Latexfria miljöpåpassade material av hög kvalitet garanterar en tillförlitlig läkemedelstillförsel.**

CODAN-sprutan är tillverkad av inert Polypropylen. Ett material av hög kvalitet som minimerar risken för interaktion mellan läkemedel och material. Samtliga sprutor är latexfria. Ett brett sortiment av sprutor för alla behov gör CODAN-sprutan till ett självklart val.

Sprutprogrammet omfattar ett heltäckande sortiment: insulin-sprutor med och utan fast kanyl, standard luer, luer-lock, för sprutpump samt 100 ml sprutor.

Drygt 30 års erfarenhet från tillverkning av högkvalitativa engångssprutor är en garanti för att CODAN-produkterna motsvarar sjukvårdens höga kliniska krav. CODAN fokuserar ständigt på högsta kvalitetsstandard vid tillverkning för att kunna garantera maximal patientsäkerhet.

## CODAN luer sprutor

### Sortiment

1, 2, 5, 10, 20, 30/35, 50/60, 100ml med luerfattning

### Silikonring

Den unika smala silikonringen ger en jämn och säker injektion och möjlighet till exakt uppdragning av läkemedel

### Ergonomi

Ett ergonomiskt utformat kolvgrepp och cylinder ger ett säkert grepp om sprutan

### Kolvstopp

Säkert och distinkt kolvstopp förhindrar att kolven dras ut för långt

### Dubbel mätskala

Underlättar kontrollen av injicerad eller uppdragen volym

### Polypropylen

Klart genomskinligt polypropylenmaterial gör det enkelt att läsa av volymen i sprutan

### Steriliseringmetod

EO

### EN Standard

Fyller EN standard

EN 980 märkning, ISO 7886-1

CODAN Medical ApS  0301

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Miljö dekl.	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.
	<b>1 ml</b>				
621327	Spruta 1ml m kanyl, 10-pack	03:111	100	3200	51200
621612	Spruta 1ml Tbc luer, 0,01ml gradering	03:110	100	3200	51200
621660	Spruta 1ml luer 0,05ml gradering	03:110	100	3200	51200
	<b>2 ml</b>				
622611	Spruta 2ml luer, 0,1ml gradering	03:110	100	3200	51200
	<b>5 ml</b>				
625605	Spruta 5ml luer excentrisk, 0,5ml gradering	03:110	100	1600	25600
625607	Spruta 5ml luer excentrisk, 0,2ml gradering	03:110	100	1600	25600
	<b>10 ml</b>				
626616	Spruta 10 ml luer, 0,5 ml gradering	03:110	100	1200	19200
626610	Spruta 10ml luer, 1ml gradering	03:110	100	1200	19200
	<b>20 ml</b>				
627602	Spruta 20ml luer excentrisk, 1ml gradering	03:110	50	800	12800
627603	Spruta 20ml luer excentrisk, 2ml gradering	03:110	50	800	12800
	<b>30/35 ml</b>				
629502	Spruta 30/35ml luer, excentrisk, 1ml gradering	03:110	35	560	8960
	<b>50/60 ml</b>				
628424	Spruta 50/60ml luer, excentrisk, 2ml gradering	03:110	25	300	4800