



## Metalline®

### Icke vidhäftande kompress

Materialet är mjuk nonwoven med spindelvävstunna aluminiumångade fiber. Detta ger en mycket mjuk och skonsam yta som **ej fastnar i såret**, vilket underlättar kompressbyte och är en stor fördel då den ej interagerar med sårhäknings.

Sårsekretet diffunderar snabbt in till mellanskiktet, vilket består av ett högabsorberande bomullsskikt av nonwoven.

Metalline brännskadeduk används med fördel vid stora helkroppstrauma typ brännskador, kemiska brännsår eller abrasioner.

Metalline är steriliserbar (autoklav 121° C).

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
8x10cm Steril	23 083	10	560
10x12cm Steril	23 084	10	300
73x250cm Steril	23 050	1	20
60x80cm Steril	23 010	1	100
Tracheal 8x9cm Steril	23 094	50	600
Drainkomp 6x7cm Steril	23 093	50	600