



Första Hjälpen skåp

Art nr 91164

Tillverkad av slagfast vit plast. Skåpet används som central Första Hjälpen-plats samt påfyllningsdepå för övriga Första Hjälpen-utrustningar

Mått: 33 x 44 x 15cm

Innehåll:

94418 - Ask om 40st Sårsvättare
95601 - 200st Plåster AKLA SOFT 20x72 mm
95609 - 2st Plåster AKLA SOFT 1 m x 6 cm
92109 - 4st Första Förband, 7,5 x 12cm
92111 - 4st Första Förband, 17 x 17cm
93125A - 2st Mitella i nonwoven
93417 - 2st Elastisk Idealbinda 4 m x 8 cm
94010 - 3x10st Kompresser 5 x 7,5 cm
95470 - 1st Kirurgtejp 9,1 x 12 mm
95471 - 1st Kirurgtejp 9,1 x 25 mm

97199 - 1st Första Hjälpen-filt

97234 - 2st Skyddspaket

(1 par skyddshandskar, 2 st skyddsvättare)

97435 - 2st Fingerkit (4st Fingertub, 1 st fungertuta)

97473 - 1st Sax, rostfri 14,5 cm

91142 - 1st Första Hjälpen Paket för stora skador.

hhh(2 st Första Förband för stora sår, 1st Kombi/Tryckförband 20 x 20cm för stora sår, 1st Mitella, 1st Sax, 1st skyddspaket, 1st andningsduk)

97432 - 1st L-ABC instruktion

94375 - 2st Brännskadekompress 5x15 cm

AKLA
First Aid System