



Barnplåster Pharmadoc

Olika motiv

Tillverkare art.nr.	Storlek	Kvantitet
PHA20PML	20x70 mm	20 plåster/ask

Egenskaper

Plåster för mindre sår och sårskador i 4 olika motiv. Tillåter huden att andas, är mjuka och elastiska samt även vatten- och smutsavvisande.

Material

Bärande material	PE
Sårdyna, ovansida	LPDE
Sårdyna, absorberande del	Cellulosa/PP/PES
Adhesiv	Syntetiskt, utan kolofonium
Skyddspapper	Bestruket papper

Förvaring

Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

Produktmärkning

