

Steriliseringspåsar - standard

Steriliseringspåse papper/plast slät

Steriliseringspåse papper/plast avsedd för packetering av mindre instrument samt mindre containrar.

Påsarna är tillverkade av transparent, 9-lagers ljusgrön plastfilm som är vattenavvisande samt 70 g/m² medicinskt specialpapper.

Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen vars gröna färg även gör det möjligt att kontrollera fogsvetsningarna. Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO sterilisering.

Förseglingsstemperatur 165-190°C.



Artikelnummer	Storlek	Förp.
WI-S17	50 x 200 mm	100 / 3600
WI-S1	50 x 250 mm	100 / 2400
WI-S24	75 x 150 mm	100 / 2400
WI-S2	75 x 200 mm	100 / 2400
WI-S23	75 x 230 mm	100 / 1800
WI-S4	75 x 270 mm	100 / 3600
WI-S18	75 x 300 mm	100 / 4200
WI-S22	75 x 520 mm	100 / 2400
WI-S25	100 x 150 mm	100 / 2400
WI-S3	100 x 200 mm	100 / 1800
WI-S5	100 x 270 mm	100 / 3000
WI-S8	100 x 300 mm	100 / 1200
WI-S19	100 x 350 mmm	100 / 1200
WI-S9	100 x 400 mm	100 / 1200
WI-S12	100 x 570 mm	100 / 1800
WI-S27	120 x 400 mm	100 / 1200
WI-S15	150 x 200 mm	100 / 1200
WI-S6	150 x 270 mm	100 / 1800
WI-S20	150 x 300 mm	100 / 1800
WI-S26	150 x 350 mm	100 / 1800
WI-S13	150 x 400 mm	100 / 1200
WI-S28	150 x 520 mm	100 / 1200
WI-S34	160 x 600 mm	100 / 1200
WI-33	180 x 320 mm	100 / 1000
WI-7	205 x 270 mm	100 / 600
WI-7A	205 x 340 mm	100 / 1000
WI-S10	205 x 400 mm	100 / 600
WI-S10A	205 x 440 mm	100 / 600
WI-S35	205 x 600 mm	100 / 1200
WI-S2070	205 x 700 mm	100 / 600
WI-2244	220 x 440 mm	100 / 600
WI-26354	220 x 440 mm	100 / 1200
WI-S16	250 x 380 mm	100 / 600
WI-S11	250 x 500 mm	100 / 600
WI-S36	250 x 600 mm	100 / 500
WI-S37	250 x 700 mm	100 / 600
WI-S29	270 x 350 mm	100 / 600
WI-S30	270 x 440 mm	100 / 600
WI-S21	300 x 500 mm	100 / 600
WI-S14	300 x 570 mm	100 / 600
WI-S38	320 x 500 mm	100 / 600
WI-S31	420 x 500 mm	100 / 500
WI-S32	420 x 600 mm	100 / 500