



CB



SSDC



Skyddspåsar

Skyddspåsar tillverkade av höghållfast, flerskiktad transparent plastfilm. Produkten är avsedd för att skydda redan steriliserade och packade produkter mot damm och fukt under transport och lagring. Inte lämplig för sterilisering. (undantag: strålningssterilisering).

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Finns i två olika varianter, vanlig påse samt självförslutande.

| Art.nr | Ref.nr. | Storlek | Förp. |
|----------|---------|--------------|-------|
| 10026708 | CB1 | 150 x 270 mm | 1000 |
| 10026710 | CB2 | 200 x 300 mm | 1000 |
| 10026702 | CB3 | 250 x 400 mm | 1000 |
| 10016813 | CB4 | 300 x 500 mm | 500 |
| 10026438 | CB5 | 400 x 550 mm | 500 |
| 10026704 | CB6 | 420 x 700 mm | 500 |
| 10026707 | CB7 | 500 x 800 mm | 300 |

Skyddspåsar självförslutande

| Art.nr | Ref.nr. | Storlek | Förp. |
|----------|---------|--------------|-------|
| 10016460 | SSDC10 | 150 x 270 mm | 500 |
| 10016461 | SSDC20 | 200 x 300 mm | 500 |
| 10016462 | SSDC30 | 250 x 400 mm | 500 |
| 10016463 | SSDC40 | 300 x 500 mm | 200 |
| 10016464 | SSDC60 | 400 x 550 mm | 200 |

Leverantör

WIPAK

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com