



Fuktpapper

Absorberande fuktpapper

Vitt absorberande fuktpapper av medicinsk kvalitet. Den absorberande pappersduken används för att samla kondensvatten samt att skydda korgen från vassa kanter.

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Art.nr.	Storlek	Utförande	Förp.
WI-TL25	25 x 30 cm	cellulosa-fiber	1000
WI-TL3040	30 x 40 cm	cellulosa-fiber	500
WI-TL40	40 x 50 cm	cellulosa-fiber	500
WI-TL50	50 x 30 cm	cellulosa-fiber	500
WI-TL5545	55 x 45 cm	cellulosa-fiber	500
WI-TLNW1525	15 x 25 cm	nonwoven	3200
WI-TLNW3025	30 x 25 cm	nonwoven	1200
WI-TLNW3040	30 x 40 cm	nonwoven	1200
WI-TLNW3050	30 x 50 cm	nonwoven	600
WI-TLWE2525	25 x 25 cm	med kant	500
WI-TLWE4825	48 x 25 cm	med kant	500
WI-TLWE5030	50 x 30 cm	med kant	500

Leverantör



För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2017-06