

## PRODUKTSPECIFIKATION



Art.nr: 70290 Engångsfilt 3-lag vit



**Användningsomr:** Engångsfilt för korttidsbruk. Personlig hygien och omvårdnad.

**Beskrivning:** Produkten består av 3 lager tissue, 100 x 150 cm.  
Skikten är sammanpräglade i ett rutmönster.  
Varje förpackning innehåller 75 st filter som ligger förpackade i kartong på pall. Pallen är sträckfilmad.  
Miljömärkt: Svanen

**Material, produkt:** Cellstoffet är tillverkad av syrgasblekt cellulosafiber, TCF-massa (total chlorine free). 100% nyfiber.

Ytvikt cellstoff: 3x17 g/m<sup>2</sup>

**Förpackning:** Antal/kartong: 75 st  
Kartonger/pall: 24 st  
Vikt, kartong: Brutto: ca 6,1 kg

Kartongens yttermått  
Längd : 400 mm  
Bredd : 400 mm  
Höjd : 285 mm

Pallhöjd: 1290 mm

**Material, förp:** Ytterförpackningen är tillverkad av brun wellpapp.

Sträckfilmen är tillverkad av transparent PE (polyeten).

**Destruktion:** Ytterförpackningen kan förbrännas som kartong. Kan läggas i wellpappåtervinning.  
Sträckfilmen kan förbrännas som plast och behandlas för övrigt som mjuka plastförpackningar.

**Märkning:** Kartongerna är märkta med artikelnummer och EAN-kod.

**Certifiering:** Abena AB är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Våra CE-märkta produkter uppfyller kraven i det Europeiska direktivet för medicintekniska produkter, MDD 93/42/EEC.

**Övrigt:** Abena AB är anslutet till Repa-registret. (556361-8817)

Kisa 2011-04-01

**Abena AB**

SE-590 40 KISA

Tel:+46(0)49415100

Fax:+46(0)49412448