

## SELEFA® Runda gasvävstorkar, sterila

REF: 22225030, 22225040, 22225050

SELEFA® Runda gasvävstorkar, sterila, är högabsorberande torkdukar med ett brett användningsområde, till exempel: hudrengöring, sårrengöring, avtorkning, absorbering av vätska och fukt, skydd, desinfektion osv. Goda absorberande egenskaper och i enlighet med EN 14079 för att säkerställa högkvalitativ bomullsväv. Den kompakta veckningen håller formen på produkten stabil.

### Egenskaper

- ▶ 100 % bomullsväv
- ▶ Miljövänlig blekt (inget klor)
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ 17 trådar per cm<sup>2</sup>




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
22225030	Runda gasvävstorkar, 5-pack, steril	Ø 30mm	75 / 1500
22225040	Runda gasvävstorkar, 5-pack, steril	Ø 40mm	75 / 1350
22225050	Runda gasvävstorkar, 5-pack, steril	Ø 50mm	50 / 900

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



**REACH förordning:**

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

**Biologisk utvärdering:**

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

**I enlighet med legala krav:**

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

**Uppfyller produktstandard:**

EN 14079, EN ISO 11135

**Kvalitetsstandarder:**

EN ISO 13485

**Etiketter och förpackningskrav:**

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvudmaterial	100 % bomullsväv, vit
Elastisk ring	Silikonbaserad resår

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PP/PE film	22225030: 100 x 114 22225040: 133 x 135 22225050: 133 x 135
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	22225030: 115 x 95 x 140 22225040: 130 x 130 x 150 22225050: 130 x 130 x 150
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	22225030: 290 x 200 x 590 22225040: 400 x 400 x 310 22225050: 400 x 400 x 310
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
<b>22225030</b>	06438129151138	06438129351132	06438129551136
<b>22225040</b>	06438129151145	06438129351149	06438129551143
<b>22225050</b>	06438129151152	06438129351156	06438129551150

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.