


evercare® Vätskeuppsamlingspåse med sil, 62 x 50 cm

REF: 1873

evercare® Uppsamlingspåse för vätska med sil, steril, är en transparent spolningspåse som innehåller en självhäftande remsa, sil och utgångsport. Utformad för att samla in spolningsvätskor och vävnadsprover under kirurgiska ingrepp.



62 x 50 cm

Egenskaper

- ▶ Transparent
- ▶ Självhäftande påse

REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1873	Uppsamlingspåse med sil, steril, Transparent	62 x 50 cm	11 / 44

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.

CE 2460

CE

STERILE EO

MD

~~LATEX~~ Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-7

I enlighet med legala krav:

Direktiv 93/42/EEC för Medicintekniska Produkter

Uppfyller produktstandard:

EN ISO 13795, EN ISO 11135:2014/A1:2019

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvudmaterial	100 % PEVA, transparent
Sil	PE-/PET-belagd nonwoven, vit
Ventil för vätskeuppsamlingspåse	PE, vit
Tråd för vätskeuppsamlingspåse	Metall, belagd med PE

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PE/PET film	250 x 390
Dispenserförpackning	TCF eller ECF kvalitet	285 x 242 x 287
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
1873	06438129111750	06438129311754	06438129511758

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.