

## SELEFA® Optimia skuren gasväv

REF: 222301, 222302, 222303, 222304, 222305

SELEFA® Optimia skuren gasväv är främst avsedd att täcka eller rengöra och absorbera blod och sårvätska från sår och skrubbsår. Kan även användas för icke-invasiva medicinska ingrepp som sårvaddering, torkning, skydd, hud- och sårrengöring eller som sekundärt förband. Goda absorberande egenskaper och i enlighet med EN 14079 för att säkerställa högkvalitativ bomullsväv.

### Egenskaper

- ▶ 100 % bomullsväv
- ▶ Miljövänlig blekt (inget klor)
- ▶ Uppvikt
- ▶ Kan steriliseras med EO
- ▶ Utmärkt absorption
- ▶ 20 trådar per cm<sup>2</sup>



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
222301	Optimia skuren gasväv, Vit	10x30 cm	500 / 10000
222302	Optimia skuren gasväv, Vit	20x30 cm	500 / 10000
222303	Optimia skuren gasväv, Vit	30 x 30 cm	500 / 5000
222304	Optimia skuren gasväv, Vit	40x30 cm	500 / 4000
222305	Optimia skuren gasväv, Vit	50x50cm	250 / 2500

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN 14079

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

### Komponent

### Råmaterial och egenskaper

### Huvudmaterial

100 % bomullsväv, vit

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	N/A	N/A
<b>Dispensförpackning</b>	Medicinskt papper, Vit	222301: 150 x 150 x 100 222302: 200 x 200 x 100 222303: 300 x 300 x 100 222304: 400 x 400 x 100 222305: 500 x 500 x 100
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	222301: 340 x 340 x 500 222302: 430 x 430 x 500 222303: 630 x 320 x 500 222304: 830 x 420 x 420 222305: 520 x 520 x 500
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
<b>222301</b>	N/A	06438129354188	06438129554182
<b>222302</b>	N/A	06438129354195	06438129554199
<b>222303</b>	N/A	06438129354201	06438129554205
<b>222304</b>	N/A	06438129354218	06438129554212
<b>222305</b>	N/A	06438129354225	06438129554229

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.