


evercare<sup>®</sup> Självhäftande slitslakan 230 x 260 cm, öppning 20 x 100 cm

REF: 1315-01

evercare<sup>®</sup> Självhäftande slitslakan, sterilt med absorberande del, erbjuder mångsidiga och lättanvända draperingslösningar för många olika ingrepp inom ortopedi, öron/näsa/hals, thoraxkirurgi och allmänkirurgi.

## Egenskaper

- ▶ Absorberande del
- ▶ Slanghållare
- ▶ Lättanvänd drapering
- ▶ Finns i många olika storlekar och utföranden
- ▶ Uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda




230 cm  
U = 20 x 100 cm

REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1315-01	Självhäftande slitslakan, sterilt, Blå	230 x 260 cm, öppning 20 x 100 cm	8 / 16

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Laminat	PP nonwoven, blå/PE-film, blå/PP nonwoven, vit
Absorberande del	PP nonwoven, mörkblå
Slanghållare	PP, blå

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PE/PET film	420 x 603
<b>Dispenserförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
<b>Transportförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
<b>Förpackningstejp</b>	Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>1315-01</b>	06438129110401	06438129310405	06438129510409

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.