


## evercare® Gynekologiset

REF: 1253-01

evercare® Gynekologiset, sterilt är ett draperingsset för gynekologiska ingrepp.




75 x 120 cm



75 x 120 cm

100 x 150 cm



140 x 150 cm

115 x 150 cm

## Egenskaper


- ▶ 2 Leggings
- ▶ Huvudduken uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda

REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1253-01	Gynekologiset, sterilt	Se Materialtabell	4 / 16

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
3 Handdukar	20 x 34 cm, pappersmassa, naturvit, trådförstärkt
1 OP-handduk	75 x 120 cm, laminat: PP nonwoven/PE-film, blå
2 Leggings	75 x 120 cm, laminat: PP nonwoven/PE-film, blå
1 Gyn övre duk	115 x 150 cm, Laminat: PP nonwoven/PE-film, blå
1 Gyn nedre duk	140 x 150 cm, Laminat: PP nonwoven/PE-film, blå
1 Instrumentbordslakan	100 x 150 cm, Laminat: PP nonwoven/PE-film, blå

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PE/PET film	350 x 415
<b>Dispenserförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	285 x 242 x 287
<b>Transportförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
<b>Förpackningstejp</b>	Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>1253-01</b>	06438129110265	06438129310269	06438129510263

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.