

evercare[®] Undersökningshandske, Vinyl STRETCH

REF: 6325, 6326, 6327, 6328, 6329

Elastisk puderfri vinyl undersökningshandske för engångsbruk.

Egenskaper

- ▶ Elastisk och smidig
- ▶ Passar båda händer och med rullkant som ger extra styrka åt kragen
- ▶ Puderfri och latexfri
- ▶ Bra alternativ för personer som har typ I-allergier och acceleratorrelaterade typ IV-allergier



Användningsrekommendationer








Städning



Vårdarbete



Dusch och tvätt

REF	Beskrivning	Storlekskod	Längd	Antal dispenser/transport kartong
6325	Undersökningshandske, Vinyl STRETCH, XS, Creme		240 mm	100 / 1000
6326	Undersökningshandske, Vinyl STRETCH, S, Creme		240 mm	100 / 1000
6327	Undersökningshandske, Vinyl STRETCH, M, Creme		240 mm	100 / 1000
6328	Undersökningshandske, Vinyl STRETCH, L, Creme		240 mm	100 / 1000
6329	Undersökningshandske, Vinyl STRETCH, XL, Creme		240 mm	100 / 1000

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.

CE MD LATEX FREE    EN 455

REACH förordning: De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Hålförekomst AQL 1.5

Dragstyrka vid brott: ≥ 3.6 N (före och efter accelererat åldringstest)

Biologisk utvärdering: Total mängd puderrester för puderfri handske : < 2 mg/handske
Cytotoxiskt testad enligt EN ISO 10993-5
Irritation och hudsensibiliserings testad enligt EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav: Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard: EN 455: 1 – 4

Livsmedelssäkerhet: Handsken är lämplig för hantering av vattenbaserade livsmedel - Ej för hantering av feta livsmedel.

Övriga utförda tester: Viruspenetration enligt ASTM F 1671

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Handflata	Polyvinylklorid, enkelvägg tjocklek min. 0,08 mm
Finger	Polyvinylklorid, enkelvägg tjocklek min. 0,08 mm

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	240 x 120 x 65
Transportförpackning	Wellpapp, TCF eller ECF kvalitet	250 x 250 x 340
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
6325	N/A	06438129310900	06438129510904
6326	N/A	06438129310917	06438129510911
6327	N/A	06438129310924	06438129510928
6328	N/A	06438129310931	06438129510935
6329	N/A	06438129310948	06438129510942

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.