


evercare[®] Självhäftande slitslakan 230 x 260 cm, öppning 20 x 100 cm

REF: 1316-01

evercare[®] Självhäftande slitslakan, sterilt med absorberande del, erbjuder mångsidiga och lättanvända draperingslösningar för många olika ingrepp inom ortopedi, öron/näsa/hals, thoraxkirurgi och allmänkirurgi.

Egenskaper

- ▶ Absorberande del
- ▶ Slanghållare
- ▶ Lättanvänd drapering
- ▶ Finns i många olika storlekar och utföranden
- ▶ Uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda



230 x 260 cm
U = 20 x 100 cm

REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1316-01	Självhäftande slitslakan, sterilt, Blå	230 x 260 cm, öppning 20 x 100 cm	8 / 16

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Laminat	PP nonwoven, blå/PE-film, blå/PP nonwoven, vit
Absorberande del	PP nonwoven, mörkblå
Slanghållare	PP, blå

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PE/PET film	420 x 603
Dispenserförpackning	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
1316-01	06438129110418	06438129310412	06438129510416

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.