


evercare[®] Laparoskopilakan 230 x 300 cm, hål 25 x 20 cm, trekantig

REF: 1365-01

evercare[®] Laparoskopilakan, sterilt, är ett allt-i-ett-lakan för laparoskopiska ingrepp.

Egenskaper

- ▶ Allt-i-ett-lakan
- ▶ Förstärkt yta
- ▶ Transparenta sidopaneler
- ▶ Uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1365-01	Laparoskopilakan med trekantig öppning, sterilt, Blå	230 x 300 cm, trekantig 25 x 20 cm	9 / 18

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

Laminat

PP nonwoven, blå/PE-film, blå

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PE/PET film	420 x 603
Dispenserförpackning	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
Förpackningstejp	Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
1365-01	06438129110500	06438129310504	06438129510508

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.