


## evercare® Självhäftande operationshandduk Stor 150 x 240 cm

REF: 1470-02

evercare® Självhäftande sterila operationshanddukar är tillverkade av ogenomträngligt, absorberande material för drapering av patienter vid många olika typer av ingrepp. För att möjliggöra säker drapering i etapper är skyddspapperen som täcker klisterremarna uppdelade i delar. Dessa delar överlappar varandra för att underlätta drapering och minska riskerna.

## Egenskaper

- ▶ Ogenomtränglig
- ▶ Absorberande
- ▶ Uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1470-02	Operationshandduk, självhäftande, Blå	Stor 150 x 240 cm	8 / 32

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

### Komponent

### Råmaterial och egenskaper

### Laminat

PP nonwoven, blå/PE-film, blå/PP nonwoven, vit

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PE/PET film	250 x 390
<b>Dispenserförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	285 x 242 x 287
<b>Transportförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
<b>Förpackningstejp</b>	Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>1470-02</b>	06438129116908	06438129316902	06438129516906

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.