

Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG

REF: 6420, 6421, 6422, 6423, 6424

Nitril undersöknings- och skyddshandske för engångsbruk, extra lång, blå.

Egenskaper

- ▶ Passar båda händer och med rullkant som ger extra styrka åt kragen.
- ▶ God taktil känslighet med texturerad fingerblomma ger ett säkert grepp i både våt och torr miljö.
- ▶ Kraftig, mjuk och smidig handske med utmärkt passform.
- ▶ Lång krage skyddar upp till halva underarmen.
- ▶ Högre kvalitet med AQL 1.0 av hålförekomst för säkrare användning.
- ▶ Lämplig vid cytostatisk behandling.
- ▶ Utmärta virusbarriäregenskaper, skyddar mot ett stort antal olika kemikalier.
- ▶ Handskens hållbarhet har även testats i kall temperatur för att bekräfta lämpligheten för användning under kalla arbetsförhållanden utomhus såsom t.ex. ambulansarbete.
- ▶ Fri från latex, puder och proteiner, bra alternativ för personer med överkänslighet mot latex.



Användningsrekommendationer



Avancerad vård



Ytdesinfektion








Medicinskt laboratoriearbete



Läkemedelshandtering



Bra skydd mot smitta

REF	Beskrivning	Storlekskod	Längd	Antal dispenser/transport kartong
6420	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, XS, Blå		295 mm	100 / 1000
6421	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, S, Blå		295 mm	100 / 1000
6422	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, M, Blå		295 mm	100 / 1000
6423	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, L, Blå		295 mm	100 / 1000
6424	Undersökningshandske, Nitrile SAFE X-LONG, blå, XL, Blå		295 mm	100 / 1000

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning.



REACH förordning:	De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
Hålförekomst	AQL 1.0
Dragstyrka vid brott:	≥ 6.0 N (före och efter accelererat åldringstest)
Biologisk utvärdering:	Cytotoxiskt testad enligt EN ISO 10993-5 Irritation och hudsensibiliserings testad enligt EN ISO 10993-10
I enlighet med legala krav:	Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745 Förordning om Personlig Skyddsutrustning (EU) 2016/425, PPE R kategori III. EU-försäkran om överensstämmelse för Personlig Skyddsutrustning : https://www.evercare-medical.com/about-us
Uppfyller produktstandard:	EN 455: 1 – 4
Kemisk resistans:	Testad i enlighet med EN 16523-1
Livsmedelssäkerhet:	Enligt EU Förordning 1935/2004 är handsken lämplig för all livsmedelshantering.
Övriga utförda tester:	Luft- och vätsketät enligt EN 374-2 (nivå 2) Kemikalierester Komfort, längd och pH enligt EN 420 Mekanisk prestanda enligt EN 388 Mikrobiell renhet RoHS överensstämmelse Motstånd mot degradation av kemikalier enligt EN 374-4 Viruspenetration enligt EN 374-5 och ASTM F1671
Kvalitetsstandarder:	EN ISO 13485
Etiketter och förpackningskrav:	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 420

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Handflata	Akrylnitril-butadien (Nitril), blå, enkelvägg tjocklek min. 0,09 mm
Finger	Akrylnitril-butadien (Nitril), blå, enkelvägg tjocklek min. 0,14 mm

Varningar och rekommendationer

Varningar Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå. Produkten innehåller ditiokarbamater - vid intolerans mot dessa ämnen skall produkten inte användas.

Förvaringsrekommendationer Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

Avfallshantering Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter

Hållbarhetstid 5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispenserförpackning	Cellulosa, TCF kvalitet	260 x 125 x 75
Transportförpackning	Cellulosa, TCF kvalitet	390 x 260 x 266
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
6420	N/A	06438129313154	06438129513158
6421	N/A	06438129313161	06438129513165
6422	N/A	06438129313178	06438129513172
6423	N/A	06438129313185	06438129513189
6424	N/A	06438129313192	06438129513196

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.