

Produktblad

Seirin akupunktur nålar



Seirin är en välkänd japansk akupunktur nål av högsta kvalitet. Den är tillverkad av kirurgiskt fjäderstål, maskinslipad och polerad, vilket ger den en enhetlig nålspets. Nålen är lämplig vid behandling av stickkänsliga patienter. Alla Seirinnålar har 4 års sterilitet efter tillverkningsdatum.

B/D-typ 1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

En nål utan hylsa, med plasthandtag i olika färger för olika diametrar.

SER15020B 0,20 x 15 mm
SER15025D 0,25 x 15 mm
SER30030B 0,30 x 30 mm
SER40025B 0,25 x 40 mm
SER50030B 0,30 x 50 mm
SER50035B 0,35 x 50 mm

J-typ 1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

En nål med hylsa, med plasthandtag i olika färger för olika diametrar.

SER30016JH 0,16 x 30 mm
SER30025JH 0,25 x 30 mm
SER30030JH 0,30 x 30 mm
SER40025JH 0,25 x 40 mm
SER50030JH 0,30 x 50 mm
SER60030JH 0,30 x 60 mm