

Handträningsbollar



Thera-Band boll

Används istället för handmassa för en mångsidig handträning! Kan värmas i mikron ett par sekunder, alternativt kylas i frysen i 20 minuter, för bästa träningseffekt.

Onemed artnr:	Beskrivning
310092	Gul extra lätt
310093	Röd lätt
310094	Grön medel
310095	Blå hård
310096	Svart extra hård



Förvaringsbox, av trä

Praktiskt och snyggt etui av trä med plats för fyra bollar i normalstorlek. Bollar ingår ej.

OneMed artnr: 310097



Thera-Band boll, set i låda

Set om fyra bollar i en papperslåda (gul, röd, grön och blå).

OneMed artnr: 310098