


Airex träningsmattor



Airex Coronella

60 x185 x1,5 cm, röd




Airex Corona

100x185x1,5 cm, röd

Mattor av mycket hög kvalitet som är tillverkade av ett patenterat material med helt slutna celler. Absorberar ej vätska och har en stor tryckupptagande förmåga. De är sanitized vilket förhindrar svamp och bakterietillväxt. Ihoprullbara.

Onemed artnr:	Beskrivning
310099	60x185x1,5cm röd
310100	100x185x1,5cm röd



Airex väggbygel, bredd 105 cm resp 65 cm



Väggbygel 130cm, djup 25 cm

Plats för 10 st Coronella eller Fitline-mattor respektive 10 st Corona-mattor.
Airexbygel: Djup 20 cm. Tillverkad i rostfritt stål.

Onemed artnr:	Beskrivning
310101	65 cm Airex
310102	105 cm Airex
310103	130 cm