



Nappflaska MAM

Easy Start Anti-Colic

Tillverkare art.nr.	Storlek	Förpackning
412112	160 mL	6 st

Produktbeskrivning

MAM's bästsäljande nappflaska som motverkar kolik tack vare den ventilerade botten. Detta förhindrar vakuum och gör så att vätskan kommer ut i ett jämnt flöde så att barnet inte sväljer någon luft. Läckagesäkert lock som även kan användas som mått. Med MAM Anti-Colic är det lätt att växla mellan amning och flaska.

Flaskan har en tunn och mjuk dinapp i SkinSoft silikon storlek 1.

Från 0 månader. Flaskan rymmer 160 ml.

Material

Flaska/lock/skruvring: Polypropen (PP)

Ventil/dinapp: Silikon

Egenskaper

Den här produkten uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 14350:2020.

Alla produkter från MAM är tillverkade av material fria från BPA och BPS.