



PRO-Breathe® silikon larynxmasker



Standard larynxmask



Produktinformation

- Mjuk och följsam larynxmask, tillverkad i silikon
- Färgkodning för enkel identifiering av önskad storlek
- Tydlig markering av kuffvolym
- Komplet sortiment av storlekar
- Enpatientsmodell
- Sterilförpackad
- Fri från latex och DEHP
- Material: **larynxmasken:** silikon, **ventilen:** PVC, PP, ABS, silikon, rostfritt stål och polykarbonat
- Hållbarhetstid: 5 år från tillverkningsdatum

Orderinformation

| Artikelnr | Benämning | Strl | Förp |
|-----------|---|------|-----------|
| SD-LA6310 | PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt < 5 kg | 1 | 10 st/pkt |
| SD-LA6315 | PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 5 -10 kg | 1,5 | 10 st/pkt |
| SD-LA6320 | PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 10-20 kg | 2 | 10 st/pkt |
| SD-LA6325 | PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 20-30 kg | 2,5 | 10 st/pkt |
| SD-LA6330 | PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 30-50 kg | 3 | 10 st/pkt |
| SD-LA6340 | PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 50-70 kg | 4 | 10 st/pkt |
| SD-LA6350 | PRO-Breathe® silikon larynxmask, standard, vikt 70-100 kg | 5 | 10 st/pkt |