

**Packsdynke Sterisheet Interleaved  
160/160**

Sida 1 (2)

REF 0237100, 0237120, 0237050,  
0237060, 0237075, 0237080, 0237137


Tryckt 18.12.2020

Version: 17.12.2020 rev.5

REF	Storlek	Färg
0237050	50x50cm	Vit/grön
0237060	60x60cm	Vit/grön
0237075	75x75cm	Vit/grön
0237080	80x80cm	Vit/grön
0237100	100x100cm	Vit/grön
0237120	120x120cm	Vit/grön
0237137	137x137cm	Vit/grön

**[ NATURAL LATEX FREE ]**



<b>Råmaterial:</b>	100% kräppad cellulosa. Vikt 60g. Blekningsprocessen är 100% klorinfri.																																
<b>REACH regulations:</b>	Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).																																
<b>Funktion:</b>	Varvade packsynke, grön/vit, båda med vikten 60g. Till förpackning av gods för sterilisering i ånga, EO, Gamma. Passar för små och medelstora galler.																																
<b>Förpackning:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>Storlek</th> <th>Tfp</th> <th>Storlek Tfp mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0237050</td> <td>50x50cm</td> <td>500</td> <td>510x252x120</td> </tr> <tr> <td>0237060</td> <td>60x60cm</td> <td>500</td> <td>610x380x190</td> </tr> <tr> <td>0237075</td> <td>75x75cm</td> <td>250</td> <td>810x290x140</td> </tr> <tr> <td>0237080</td> <td>80x80cm</td> <td>250</td> <td>810x290x140</td> </tr> <tr> <td>0237100</td> <td>100x100cm</td> <td>250</td> <td>1010x540x110</td> </tr> <tr> <td>0237120</td> <td>120x120cm</td> <td>100</td> <td>1210x330x115</td> </tr> <tr> <td>0237137</td> <td>137x137cm</td> <td>100</td> <td>1380x330x120</td> </tr> </tbody> </table>	REF	Storlek	Tfp	Storlek Tfp mm	0237050	50x50cm	500	510x252x120	0237060	60x60cm	500	610x380x190	0237075	75x75cm	250	810x290x140	0237080	80x80cm	250	810x290x140	0237100	100x100cm	250	1010x540x110	0237120	120x120cm	100	1210x330x115	0237137	137x137cm	100	1380x330x120
REF	Storlek	Tfp	Storlek Tfp mm																														
0237050	50x50cm	500	510x252x120																														
0237060	60x60cm	500	610x380x190																														
0237075	75x75cm	250	810x290x140																														
0237080	80x80cm	250	810x290x140																														
0237100	100x100cm	250	1010x540x110																														
0237120	120x120cm	100	1210x330x115																														
0237137	137x137cm	100	1380x330x120																														
<b>Hållbarhetstid:</b>	5 år från tillverkningsdatum																																
<b>Försäljningsenhet:</b>	Transportförpackning																																

Packsdynke Sterisheet Interleaved  
160/160

Sida 2 (2)

REF 0237100, 0237120, 0237050,  
0237060, 0237075, 0237080, 0237137

Tryckt 18.12.2020

Version: 17.12.2020 rev.5

<b>Innerförpackning:</b>	ECF (eller TCF) cellulosa
<b>Transportkartong:</b>	ECF (eller TCF) cellulosa
<b>Packing tape:</b>	PVC-fri
<b>Överensstämmelse med legala krav:</b>	MDR, Class I
<b>Kvalitetskrav:</b>	Produkten är tillverkad i enlighet med EN ISO 11607-1:2020 och EN868-2:2017. BFE testas enligt ASTM F2101. Bakteriebarriär (DIN 58953-6 § 2.14 & § 2.15)
<b>Etikettinformation:</b>	I enlighet med EN 980
<b>Förvaringsrekommendationer:</b>	Rekommenderad förvaring, (innan sterilisering) i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvara på golvet. Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30-60%.
<b>Avfallshantering:</b>	Deponi eller förbränning enligt lokala instruktioner
<b>Risk vid återanvändning:</b>	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.