


Packsdynke Sterisheet SS2
Cellulosa, 260/270 REF 0892060,
0892075, 0892080, 0892100,
0892120,0892137

Sida 1 (2)

Tryckt 18.12.2020

Version: 17:12.2020, rev 3

REF	Storlek	Färg																													
0892060	60x60cm	Blå/grön																													
0892075	75x75cm	Blå/grön																													
0892080	80x80cm	Blå/grön																													
0892100	100x100cm	Blå/grön																													
0892120	120x120cm	Blå/grön																													
0892137	137x137cm	Blå/grön																													
[NATURAL LATEX FREE]																															
Råmaterial:	80% crepe cellulosa förstärkt med syntetiska bindemedel. Vikt: blå 60g och grön 70g.																														
REACH regulations:	Produkter som omfattas av detta produktblad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller toxiska substanser inkluderat de särskilt farliga ämnen SVHC) som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen publicerad av European Chemicals Agency (ECHA).																														
Funktion:	Varvade packsdynke för drapering av galler som ska steriliseras i ånga, Etylenoxid (EO) eller gamma-strålning. Passar för små och medelstora galler.																														
Förpackning:	<table border="1"><thead><tr><th>REF</th><th>Storlek</th><th>Afp</th><th>Tfp</th></tr></thead><tbody><tr><td>0892060</td><td>60x60cm</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>0892075</td><td>75x75cm</td><td>250</td><td>250</td></tr><tr><td>0892080</td><td>80x80cm</td><td>250</td><td>250</td></tr><tr><td>0892100</td><td>100x100cm</td><td>250</td><td>250</td></tr><tr><td>0892120</td><td>120x120cm</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>0892137</td><td>137x137cm</td><td>100</td><td>100</td></tr></tbody></table>	REF	Storlek	Afp	Tfp	0892060	60x60cm	500	500	0892075	75x75cm	250	250	0892080	80x80cm	250	250	0892100	100x100cm	250	250	0892120	120x120cm	100	100	0892137	137x137cm	100	100		
REF	Storlek	Afp	Tfp																												
0892060	60x60cm	500	500																												
0892075	75x75cm	250	250																												
0892080	80x80cm	250	250																												
0892100	100x100cm	250	250																												
0892120	120x120cm	100	100																												
0892137	137x137cm	100	100																												
Hållbarhetstid:	5 år från tillverkningsdatum																														
Försäljningsenhet:	Transportförpackning																														
Innerförpackning:	Plastpåse av PE																														
Transportkartong:	ECF (eller TCF) cellulosa																														
Packing tejp:	PVC-fri																														

Packsdynke Sterisheet SS2
Cellulosa, 260/270 REF 0892060,
0892075, 0892080, 0892100,
0892120,0892137

Sida 2 (2)

Tryckt 18.12.2020

Version: 17:12.2020, rev 3

Överensstämmelse med legala krav:	MDR Class I
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO 868-2:2017 och 11607-1:2020 (EN 11737-1, EN ISO 10993-1)
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980
Förvaringsrekommendationer:	Rekommenderad förvaring, i rent, torrt utrymme i jämn temperatur mellan 10-40°C. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon. Förvara produkten i originalförpackning. Ska inte förvaras på golvet. Den relativa luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska ligga mellan 30-60%.
Avfallshantering:	Deponi eller förbränning enligt lokala instruktioner
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en risk för patienten.