



HEINE Unispec® örontrattar

Engångs

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.	Storlek
411438	B-000.11.241	4,0 mm
1029128	B-000.11.242	2,5 mm

Produktbeskrivning

HEINE UniSpec® har perfekt passform till BETA 100 och K 100 otoskop

HEINE UniSpec® 2,5mm engångs-örontrattar för undersökning av barn.

HEINE UniSpec® 4mm engångs örontrattar för undersökning av vuxna.

Inga skarpa kanter.

Trattarna är paketerade i refillpåsar om 50 styck.

