



Kateter för Syrgasterapi

Syrgaskateter, 10Ch med fast skumplastkudde och nippelkoppling.
 Längd 40 cm, mjukt rundat distalt håll.
 Uppfyller standard: EN 13544-1:2007 + A1:2009.
 Sterila.

Material:

Kateter: PVC med mjukgörare DINP/ PVC-fri
 Skumplastkudde: polyuretan

Artikelnr	Beskrivning	Material	Avd/Trp fp
6014130	Syrgaskateter	PVC-fri	50/300
6014131	Syrgaskateter	PVC, mjukgörare DINP	50/300

Avd.förp = min.kvant/best