

Unifusor® - Övertrycksmanschett

Produktinformation

- Finns i tre storlekar 500ml, 1000ml och 3000ml
- Finns med olika typer av manometer och stoppventil
- Latexfri
- Maxtryck 300mmHg
- Vit Unifusor® är engångsmodell, blå Unifusor® är gångsmodell



Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Materialinnehåll	Förpackning
803SGA-24	500ml, UNIFUSOR II, engångsmodell, klockmanometer, vit	Polyuretan och vinyl	1 st
804SGA-24	1000ml, UNIFUSOR II, engångsmodell, klockmanometer, vit	Polyuretan och vinyl	1 st
1103	500ml, UNIFUSOR Plus, flergångsmodell, kuffmanometer, blå	Polyuretan och vinyl	1 st