

i-gel[®] O₂ Resus Pack

Ett återupplivningskit med allt du behöver för att använda och fixera i-gel i en akut situation

Vid en akut situation behöver utrustningen vara lättanvänd och tillförlitlig. Återupplivningskitet i-gel O₂ Resus Pack innehåller det som behövs för att snabbt och säkert etablera en luftväg hos patienten.

Återupplivningskitet finns i tre vuxenstorlekar och innehåller:

- i-gel O₂ med icke uppblåsbar kuff, och extra syrgasport
- Fixeringsband för att behålla i-gel O₂ i rätt position
- Förpackning med smörjande vattenlöslig gel
- Lång sugkateter



Fördelar med i-gel O₂:

- Icke uppblåsbar gel-liknande kuff som klarar högt luftvägstryck
- Sugkanal
- Integrerat bitblock
- Syrgasport som möjliggör passiv oxygenering vid behov
- Fästkrokar för det medföljande fixeringsbandet

Artikelnr.	Benämning	Storlek	Antal/fp
8703000	i-gel O ₂ Resus Pack, small vuxen, 30-60 kg Återupplivningskit med i-gel O ₂ , fixeringsband, gel och sugkateter	Stl 3	6 st/fp
8704000	i-gel O ₂ Resus Pack, medium vuxen, 50-90 kg Återupplivningskit med i-gel O ₂ , fixeringsband, gel och sugkateter	Stl 4	6 st/fp
8705000	i-gel O ₂ Resus Pack, large vuxen, 90+ kg Återupplivningskit med i-gel O ₂ , fixeringsband, gel och sugkateter	Stl 5	6 st/fp



Gävlegatan 18B • 113 30 Stockholm
Tel: 08 514 30 600 • Fax: 08 514 30 620 • E-post: info@intersurgical.se

www.intersurgical.se