

# i-gel<sup>®</sup> O<sub>2</sub> Resus Pack

Ett återupplivningskit med allt du behöver för att använda och fixera i-gel i en akut situation

Vid en akut situation behöver utrustningen vara lättanvänd och tillförlitlig. Återupplivningskitet i-gel O<sub>2</sub> Resus Pack innehåller det som behövs för att snabbt och säkert etablera en luftväg hos patienten.

Återupplivningskitet finns i tre vuxenstorlekar och innehåller:

- i-gel O<sub>2</sub> med icke uppblåsbar kuff, och extra syrgasport
- Fixeringsband för att behålla i-gel O<sub>2</sub> i rätt position
- Förpackning med smörjande vattenlöslig gel
- Lång sugkateter



Fördelar med i-gel O<sub>2</sub>:

- Icke uppblåsbar gel-liknande kuff som klarar högt luftvägstryck
- Sugkanal
- Integrerat bitblock
- Syrgasport som möjliggör passiv oxygenering vid behov
- Fästkrokar för det medföljande fixeringsbandet

Artikelnr.	Benämning	Storlek	Antal/fp
8703000	i-gel O <sub>2</sub> Resus Pack, small vuxen, 30-60 kg Återupplivningskit med i-gel O <sub>2</sub> , fixeringsband, gel och sugkateter	Stl 3	6 st/fp
8704000	i-gel O <sub>2</sub> Resus Pack, medium vuxen, 50-90 kg Återupplivningskit med i-gel O <sub>2</sub> , fixeringsband, gel och sugkateter	Stl 4	6 st/fp
8705000	i-gel O <sub>2</sub> Resus Pack, large vuxen, 90+ kg Återupplivningskit med i-gel O <sub>2</sub> , fixeringsband, gel och sugkateter	Stl 5	6 st/fp



Gävlegatan 18B • 113 30 Stockholm  
Tel: 08 514 30 600 • Fax: 08 514 30 620 • E-post: info@intersurgical.se

[www.intersurgical.se](http://www.intersurgical.se)