



Rosidal® K

Lågelastisk kompressionsbinda

Lågelastisk kompressionsbinda av bomull .

Används vid t ex ödembehandling vid venös insufficiens. Även lämplig som stöd och avlastning vid trauma och inom idrottsmedicin. Rosidal-bindan är av mycket hög kvalitet. Den är motståndskraftig mot sårsekret, salvor samt transpiration.

Den ojämna vävstrukturen gör bindeturerna glidsäkra. Bindan kan sitta på under natten, för dygnskontinuerlig kompression, vilket är tidsbesparande både för patient och personal.

Material:

Bindan består av 100% bomull. Innehåller ej latex.

Latexfri förbandsklämma (aluminium and synthetic elastomer).

Elasticitet:

90%

Angiven längd är sträckt längd.

Tvätt:

Den kan med fördel maskintvättas (60°C). Garanti 50 tvättar om . skötselinstruktionerna följs. Skötselråd står på bindavslutet.

Sterilisering:

Sterilisering i autoklav 121°C.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
6cmx5m	22 200	1	108
8cmx5m	22 250	10	140
10cmx5m	22 251	10	140
12cmx5m	22 252	10	120