



## Colgrip till sexkantsinstrument

### Artikelnummer/Specifikationer

Artikelnr: 4902

Colgrip till sexkantsinstrument, 4 st

Colgrip till sexkantsinstrument, 4 st. Längden på denna hylsa är 44 mm. Den har ett hål med diameter på 4, mm. Den är avsedd för 4,5 mm handinstrument eller mer, då kraft behövs. Colgrip tillhandahåller greppriktiga hylsor för handinstrument. De tål 250 grader. De är steriliserbara. Colgriphylsan är behaglig att hålla i, och den förtjockar instrumentet. Den ger hög greppsäkerhet och handens tryck-, drag- och vridningsrörelser för bättre precision. Colgriphylsan monteras på följande sätt. Doppa hylsan i kemiskt ren bensin under endast 20-30 sekunder. Materialet sväller då, ytan blir glatt och hylsan kan lätt skjutas på plats på instrumentet. Hylsan krymper när den torkar och blir permanent fixerad. Låt hylsan torka över natten.