


Navelklämman 303100

Navelklämman för säker, permanent sammanpressning av navelsträng som förhindrar blodförlust och ihopsjunkna navelsträng. Klick-låsning med säker låsning. Håller navelsträngen i samma läge. Glider inte av.

- Steril
- Lätt att hantera med en hand
- Låg vikt

Navelklämma 303100



Material

- Polyeten HD
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Miljövänlig


Vikt

- Detalj: 2,3 g
- Avdelningsförpackning: 300 g
- Transportförpackning: 5 kg


Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st
- Transportförpackning: 1600 st
- Pallkvantitet: 25 600 st

Transportförpackning



Pall



30-303100-001-210104

Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Medical ISO 13485

Wing Plast - Quality Medical Instruments

