

Faecesrör



80.734



78.892.051

- Faecesrör 76x20 mm, PP
- Spatel tillverkad i PS, integrerad med skruvlocket (HD-PE)
- CE-märkt
- Finns sampackad med transporthylsa artikelnummer 78.892.004

| Artikel | Artikelnummer | Inner / ytterförp |
|---|---------------|-------------------|
| Faecesrör 76x20 mm, PP | 80.734 | 100 / 500 |
| Transporthylsa 84x30 mm, inkl sterilt faecesrör | 78.892.051 | 100 / 500 |



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042-19 84 50
Fax 042-19 84 59
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com