


Sterilkompress

Hög absorberande kompress
Lätt att klippa till önskad storlek
Mjuk och skyddande för såret
Säker att använda

 **smith&nephew**

Melolin

Ytkompress



Melolin

MELOLIN består av en högabsorberande kompress av bomull och polyester belagd med en tunn, mikroperforerad polyesterfilm som appliceras mot såret.

FÖRDELAR

Icke vidhäftande mikroperforerad film.

En snabb absorption minskar risken för vidhäftning i såret och vävnaden irriteras inte vid förbandsbyten.

Högabsorberande kompress

Är en kompress med hög absorptionsförmåga som kan användas direkt mot såret eller som täckförband över t ex INTRASITE GEL* eller IODOSORB*.

Mjuk och skyddande

MELOLIN är mjuk och skyddande för såret.

Patientkomfort

MELOLIN kan användas i alla faser av sårhelingsprocessen och är behaglig för patienten.

Steril

Styckförpackade kompresser för aseptisk teknik. Finns även i bulkförpackning för att bipackas i olika set och steriliseras.

Säker att användas

MELOLIN är neutral och ej sensibiliserande.

INDIKATIONER

För postoperativt bruk och till:

1. Rena och suturerade sår
2. Skrubb- och rivsår.
3. Mindre brännskador.



<i>Art.nr</i>	<i>Produkt</i>	<i>St/tp</i>	
Steril			
66974933	10 x 10cm	10 st	Apoteks Vnr 286955
66974940	5 x 5cm	100 st	
66974941	10 x 10cm	100 st	
66974939	20 x 10cm	100 st	
Höggradigt ren			
66974942	10 x 10cm	150 st	
66974943	20 x 10cm	75 st	Bulkförpackning
66974944	30 x 20cm	25 st	Bulkförpackning
66974930	50cm x 7m	1 rulle	

Wound management

Smith&nephew AB Box 143, 431 22 Mölndal Sverige

Tel: 031-7465800 Fax: 031-870531

www.smith-nephew.com

www.smith-nephew.se