



Salva oparfymerad

Idomin

GTIN

07310610011352

Country of origin

Sweden

Descriptive size

100 gr

Packaging type

Tube

Last change date

2022-09-09

Product Description

Marketing message

Vårdar och skyddar torr hud. Med svensk rapsolja och utan konserveringsmedel, parfym och färgämnen. Passar lika bra till röda babystjärtar som till nariga händer och läppar.

Consumer instructions

Consumer storage instructions

Rumstemperatur

Consumer usage instructions

Passar lika bra till röda babystjärtar som till nariga händer och läppar.

Storage

Maximum temperature

35 Celsius

Minimum temperature

5 Celsius